Nuevo

Lacer® Aligner

¿SABES CÓMO CUIDAR Y LIMPIAR **TUS ALINEADORES INVISIBLES**?

CONSULTA AL PROFESIONAL PARA MÁS INFORMACIÓN



Lacer

BOCAS ALINEADAS
BOCAS SANAS

LIMPIEZA DIARIA DE LOS ALINEADORES

Mantener los alineadores limpios ayuda a evitar:



Acumulación de bacterias



Mal olor



Pérdida de transparencia



Irritación de encías



Caries

Limpieza diaria recomendada



Enjuague los alineadores con agua tibia (nunca caliente).



Cepíllelos suavemente con un cepillo de filamentos suaves.



Evite utilizar productos abrasivos, alcohol o limpiadores agresivos que puedan dañar el material.

Lacer® Aligner
Ortodoncia

Las **tabletas desinfectantes Lacer Aligner*** desinfectan aparatos de ortodoncia extraíbles, prótesis dentales completas y parciales extraíbles, dispositivos para evitar ronquidos y para tratar el bruxismo.

Instrucciones de uso:



Enjuague la ortodoncia o férula bajo agua corriente. En caso necesario, utilice un cepillo dental específico para eliminar cualquier resto de comida.



Coloque la ortodoncia en un vaso con 150 ml de agua templada para garantizar que quede totalmente inmersa y a continuación añada una tableta en el agua. Sumérjala durante al menos 15 min para garantizar la reducción de la biopelícula.



Retire el aparato de la solución y aclare bien con agua antes de volver a colocarlo en la boca. Si al ponérselo nota algún sabor, dejar en agua templada durante 10 minutos.



PRODUCTO SANITARIO

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO

**Este producto cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios.*
Contraindicación: No use las tabletas si es alérgico a algún ingrediente o a los persulfatos.

CÓMO GUARDAR LOS ALINEADORES

Cuando no los utilice:

- Guárdelos en su **estuche protector.** Recuerde que el estuche debe mantenerse limpio y sin humedad.
- Manténgalos **limpios y secos.**
- Evite envolverlos en servilletas.
- Manténgalos fuera del alcance de **niños y mascotas.**

Seguir estas recomendaciones ayudará a mantener una buena salud bucodental y contribuirá a obtener un correcto resultado durante el tratamiento con alineadores invisibles.

Escanea el QR y descubre toda la gama de productos LacerAligner

Lacer

LACER, S.A.
Boters, 5. 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona - Spain
www.laceroralhealth.com
@lacer_oralhealth Lacer_oralhealth